



ORBIS Universalspatel

REF

Art.-Nr.	Bezeichnung
141254	ORBIS Universalspatel 50St.

Produkt

Doppelendige Einmalspatel zum Anmischen von zahnärztlichen Werkstoffen wie Zemente oder Composites

Material

100% Polypropylen (PP), recycelbar

Farbe

Weiß

Länge

Ca. 13 cm

Thermische Eigenschaften

Beständig bis zu 200 °C

Mechanische, physikalische Eigenschaften

- Die Artikel verfügen über eine gute Biegefestigkeit.
- Einwegartikel
- Verpackung von 50 Stück in Plastikbeutel

Chemische Eigenschaften

Gute Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionsmitteln

Sicherheitsdatenblatt

Nicht notwendig

Gebrauchsanleitung

Nicht notwendig

Warnung

Bei Feuchtigkeit oder nach längerem Aufenthalt im Wasser kann es flexibel werden

Risikoanalyse REF.D.L.46 24/2/97

Nichtzutreffend

Klassifikation 93/42 EEC

Kein Medizinprodukt