



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname/Bezeichnung** GREEN&CLEAN SK

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Relevante identifizierte Verwendungen

##### Verwendungsbereiche [SU]

SU20 Gesundheitswesen.

##### Produktkategorien [PC]

Desinfektionsmittel

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Hersteller

METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistrasse 3

Österreich-6063 Rum bei Innsbruck

Telefon: \*43-512-205420

Telefax: \*43-512-205420-7

E-Mail: sebastian.geiger@metasys.com

Auskunft gebender Bereich: ENT

Auskunft Telefon: \*43-512-205420

Auskunft Telefax: \*43-512-205420-7

E-Mail (fachkundige Person): sebastian.geiger@metasys.com

www.metasys.com

### 1.4 Notrufnummer

Giftnotruf München \*49-(0)89-19240

---

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### Bezeichnung der Gefahren

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Bemerkung

Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Keine Daten verfügbar

### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

---



## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1/3.2 Stoffe/Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2-Propanol                                                                                                       | <=0,1 %  |
| CAS 67-63-0                                                                                                      |          |
| EC 200-661-7                                                                                                     |          |
| INDEX 603-117-00-0                                                                                               |          |
| Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336                                                        |          |
| Didecyldimethylammoniumchlorid                                                                                   | <=0,25 % |
| CAS 7173-51-5                                                                                                    |          |
| EC 230-525-2                                                                                                     |          |
| INDEX 612-131-00-6                                                                                               |          |
| Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314                                                                         |          |
| Benzyl-C12-16-alkyldimethyl ammonium chlorid                                                                     | <=0,25 % |
| CAS 68424-85-1                                                                                                   |          |
| EC 270-325-2                                                                                                     |          |
| Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314 / Eye Dam. 1, H318 /<br>Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 |          |
| C12-14-Alkyl [(ethylphenyl)methyl] dimethyl ammonium chlorid                                                     | <=0,25 % |
| CAS 85409-23-0                                                                                                   |          |
| EC 287-090-7                                                                                                     |          |
| Acute Tox. 4, H302 / Acute Tox. 4, H332 / Skin Corr. 1B, H314 /<br>Aquatic Acute 1, H400                         |          |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

#### Nach Einatmen

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

#### Nach Hautkontakt

Anschließend nachwaschen mit:  
Wasser und Seife.

#### Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar



## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Zusätzliche Angaben

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen.

### 5.1 Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Schaum. Löschpulver. Sprühwasser.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

#### Gefährliche Verbrennungsprodukte

Pyrolyseprodukte, toxisch.

Im Brandfall können entstehen:

Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Kohlenmonoxid. Chlorwasserstoff (HCl).

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

---

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Keine Daten verfügbar

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine Daten verfügbar

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Zusammenlagerungshinweise

#### Lagerklasse

Keine Lagerklasse.

#### Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

#### Lagertemperatur

Wert 5 - 30 °C

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

#### Empfehlung

Gebrauchsanweisung beachten.

---



## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| CAS-Nr. | Arbeitsstoff | LTV                           | STV                            | Bemerkung  |
|---------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 67-63-0 | Propan-2-ol  | 500 mg/m <sup>3</sup> 200 ppm | 2000 mg/m <sup>3</sup> 800 ppm | Österreich |

LTV = Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

STV = Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Quelle: GESTIS International Limit Values (<http://limitvalue.ifa.dguv.de/>)

Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren: GESTIS Analytical Methods (<http://amcaw.ifa.dguv.de/>)

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung

##### Hautschutz

##### Geeignetes Material

NBR (Nitrilkautschuk).

Durchbruchzeit: >480 min

Dicke des Handschuhmaterials 0,4 mm

##### Zusätzliche Handschutzmaßnahmen

Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

##### Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

##### Aggregatzustand

flüssig

##### Farbe

grün

##### Geruch

charakteristisch

| Parameter                                    | Methode - Quelle - Bemerkung |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Verdampfungsgeschwindigkeit                  | nicht bestimmt               |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt               |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt               |
| Entzündbarkeit                               | nicht bestimmt               |
| Obere Explosionsgrenze                       | nicht bestimmt               |
| untere Explosionsgrenze                      | nicht bestimmt               |
| Flammpunkt (°C)                              | nicht bestimmt               |



| Parameter                                   |                     |                  | Methode - Quelle -<br>Bemerkung |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| Selbstentzündungstemperatur                 |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Zersetzungstemperatur                       |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| pH-Wert                                     | 6,5                 |                  | neutral                         |
| Löslich (g/L) in                            |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Fettlöslichkeit                             |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Wasserlöslichkeit                           |                     |                  | vollständig mischbar            |
| Verteilungskoeffizient n-<br>Octanol/Wasser |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Dampfdruck                                  |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Dampfdichte                                 |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Relative Dichte                             | 1 g/cm <sup>3</sup> | Temperatur 20 °C |                                 |
| Partikeleigenschaften                       |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Viskosität, dynamisch                       | 1 mPa*s             |                  |                                 |
| Auslaufzeit                                 |                     |                  | nicht bestimmt                  |
| Viskosität, kinematisch                     |                     |                  | nicht bestimmt                  |

## 9.2 Sonstige Angaben

### Lösemittelgehalt

Wert 0,1 %

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.



## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

**Akute orale Toxizität** >5000 mg/kg

#### Wirkdosis

ATSmix berechnet:

#### Spezies:

Ratte.

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Aquatische Toxizität

**Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere** 4,12 mg/L

#### Spezies

Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

#### Methode

OECD 202

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.4 Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

#### Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch

**Abfallschlüssel Produkt** 070699

**gefährlicher Abfall** Nein

#### Abfallbezeichnung

Abfälle a. n. g.

#### Nach bestimmungsgemäßen Gebrauch

**Abfallschlüssel Verpackung** 070699

**gefährlicher Abfall** Nein

#### Abfallbezeichnung

Abfälle a. n. g.

---



## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                                 | Landtransport (ADR/RID) | Seeschiffstransport (IMDG) | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 14.1 UN-Nr.                                                     | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| 14.2 Offizielle Benennung für die Beförderung                   | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| 14.3 Klasse(n)                                                  | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                          | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| 14.5 UMWELTGEFÄHRDEND                                           | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender             | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | nicht anwendbar         | nicht anwendbar            | nicht anwendbar                    |

### Zusätzliche Angaben

#### Alle Verkehrsträger

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Vorschriften

#### Sonstige EU-Vorschriften

#### Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen

Unterliegt nicht der 96/82/EG.

#### Nationale Vorschriften

#### Deutschland

#### Störfallverordnung

##### Bemerkung

Unterliegt nicht der StörfallV.

#### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

**Gewichtsanteil** 0,1 Gew-%

##### Ziffer

5.2.5.

#### Wassergefährdungsklasse

schwach wassergefährdend (WGK 1)

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.



## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### **Änderungshinweise**

2021/09: Änderungen Abschnitt 7, 13

### **Zusätzliche Hinweise**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.