

76686

Sicherheitsdaten

1. 7. 1996

1. Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Johannes Meist
Dentalfabrikation
Lenabergweg 4
D- 91626 Schopfloch
Tel. 09857/681
Fax 09857/253

Exol Isoliermittel bei Kauunterfütterungen
Artikelnr: 11012

2. Zusammensetzung

Silikonfett

3. Gefahren

Entfällt.

4. Erste Hilfe

nach Hautkontakt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen
nach Augenkontakt mit viel Wasser spülen, bei bleibender Reizung Arzt konsultieren.
nach Verschlucken Erbrechen herbeiführen.

5. Brandbekämpfung

Löschmittel sind Pulver, Schaum, Kohlensäure, Sand

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Örtliche Umweltschutzvorschriften beachten.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: keine weiteren Anforderungen
Lagerung: in dicht verschlossenen Behältern

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Hygienemaßnahmen im Umgang mit chemischen Stoffen beachten. Atem- und Handschutz nicht erforderlich.

9. Physikalisch-chemische Eigenschaften

Form: pastös Farbe: opak Geruch: geruchlos

Dichte: ca. 1 g/cm³

nicht wasserlöslich

Zündtemperatur: > 400°C

Explosionsgrenze: entfällt

Thermische Zersetzung: >250°C

Blatt 1 von 2

10. Stabilität und Reaktivität

Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: bei Temperaturen oberhalb 150°C werden durch oxidativen Abbau geringe Mengen Formaldehyd abgespalten.

11. Toxikologie

Nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand physiologisch verträglich und weder mutagen, noch cancerogen oder teratogen.

12. Ökologie

Biologisch nicht abbaubar

Keine Bakterientoxizität in Kläranlagen zu erwarten.

13. Entsorgung

Empfehlungen: Vorschriftsmäßige Beseitigung in einer Sondermüllverbrennungsanlage. Kleinere Mengen können in einer Hausmüllverbrennungsanlage entsorgt werden.

Verpackungen restlos tropffrei, rieselfrei, spachtelrein entleeren.

14. Transport

GGVSee/IMDG-Code kein Gefahrgut

GGVE/GGVS kein Gefahrgut

Express, Post, Luftpost: zugelassen.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: entfällt

Wassergefährdungsklasse 0 (Selbsteinstufung des Herstellers)

16. Sonstige Angaben

Stand vom 19. 4. 94