

# EU-Sicherheitsdatenblatt

## 1. Firmen-/Stoff- und Zubereitungsbezeichnung

<u>Handelsname:</u>	Orbi-Touch Supreme, puderfrei
<u>Artikelnummer:</u>	266661, 266662, 266663, 266664, 266665
<u>Hersteller:</u>	ORBIS° Dental Handelsgesellschaft mbH Schuckertstr. 21 D-48153 Münster Tel.: +49(0)251 / 3226786    Telefax: +49(0) 251 / 7607162
<u>Auskunft:</u>	<a href="mailto:info@orbis-dental.de">info@orbis-dental.de</a>
<u>Produktbezeichnung:</u>	Puderfreier Einmal-Untersuchungshandschuhe aus hochwertigem Naturlatex, unsteril
<u>Anwendung:</u>	Handschuhe für den einmaligen Gebrauch

## 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Hochwertiges Naturlatex

## 3. Mögliche Gefahren

Nicht zutreffend.

## 4. Erste Hilfe Maßnahmen

Nicht benötigt

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Im Falle von Feuer können unbekannte Schadstoffe und/oder reizende Dämpfe/Gase auftreten.  
Löschmedium: CO<sub>2</sub>, Schaum, Trockenlöschmittel, Feuerlöscher

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht zutreffend

## 7. Handhabung und Lagerung

Handschuhe vor Hitze (die Ablagetemperatur sollte zwischen 10° C und 30° C liegen), Licht (direktes Sonnenlicht und starkes künstliches Licht), und Feuchtigkeit schützen.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Nicht zutreffend

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand,	
Geruch:	neutral
Siedepunkt/Bereich:	nicht zutreffend
Flammpunkt:	nicht bestimmt

# EU-Sicherheitsdatenblatt

## 10. Stabilität und Reaktivität

Beständig unter empfohlenen Ablage- und Handhabungsbedingungen.

## 11. Angaben zur Toxikologie

Inhalation:	nicht zutreffend
Hautkontakt:	das Produkt enthält natürliche Kautschuk Proteine, Beschleuniger und Antioxidationsmittel, die allergische Reaktionen auslösen können.
Augenkontakt:	nicht zutreffend
Aufnahme:	nicht zutreffend

## 12. Angaben zur Ökologie

Dieses Material ist in Wasser praktisch unauflöslich.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäß nationaler Bestimmungen.

## 14. Angaben zum Transport

ADR/RID:	keine gefährliche Ladung
IMDG:	keine gefährliche Ladung
ICAO:	keine gefährliche Ladung
UN-No.:	keine gefährliche Ladung

## 15. Vorschriften

Symbol:	keines
R-Phrasen:	keine
S-Phrasen:	keine

## 16. Sonstige Angaben

Produkt nur für den professionellen Gebrauch.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf aktuell verfügbaren Informationen über die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen. Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen Prozessen/Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite oder implizite Garantie bezüglich Produktqualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck dar.