

# Zahnwatterollen (54\*0)

Einweg Zahnwatterollen aus chlorfrei gebleichter Baumwolle  
 hohe Saugkraft • kein Ankleben oder Ansaugen

## Spezifikationen:

Material: Chlorfrei gebleichte  
 Baumwolle  
 Farbe: Weiß

## Verpackung:

Karton à 1500 Gramm  
 5 Beutel je Karton

## Klassifikation:



Für weitere  
 Informationen  
 klicken Sie  
 bitte auf  
 das Bild



## Maße

Art.-Nr.	Durchmesser	Länge
5410	8 mm	38 mm
5420	10 mm	38 mm
5430	12 mm	38 mm

## Anwendungsgebiete

Zahnwatterollen sind als wichtiges Hilfsmittel in zahnärztlichen Praxen in Gebrauch und eignen sich besonders als saugfähiges Material bei zahnärztlichen Eingriffen, um den Behandlungsbereich trocken zu halten. Unigloves Zahnwatterollen sind zur äußeren Anwendung zweckbestimmt und sind ausschließlich als Einmalgebrauchsartikel zu verwenden.

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.



**UNIGLOVES GERMANY**  
 Arzt- & Klinikbedarf  
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71  
 D-53842 Troisdorf  
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0  
 ✉ unigloves@unigloves.de  
 🌐 unigloves.de

