

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155 /EWG

01/98

Handelsname: KKD Lubricant

Seite 1/5

65492

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung– **Handelsname:** KKD Lubricant– **Hersteller/Lieferant:**

Kentzler- Kaschner Dental GmbH

Mühlgraben 36

73479 Ellwangen

Tel. 07961/9073-0 Fax. 07961/52031

2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen– **Chemische Charakterisierung:** CAS-Nr. 56-81-5 Glycerin– **EINECS-Nummer:** 2002895– **Beschreibung:** Glycerin mit Füllstoffen**3 Mögliche Gefahren**– **Gefahrenbezeichnung:** entfällt– **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** entfällt**4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**– **Allgemeine Hinweise:**

Keine besonderen Maßnahmen möglich

– **Nach Einatmen:**

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

– **Nach Hautkontakt:**

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend

– **Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lid mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen

– **Nach Verschlucken:**

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155 /EWG

01/98

Handelsname: KKD Lubricant

Seite 2/5

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen
- **Besondere Schutzausrüstung:**
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
nicht erforderlich
- **Umweltschutzmaßnahmen:**
Mit viel Wasser verdünnen
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**
mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Oil Dril)
- **Zusätzliche Hinweise:**
es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
keine besonderen Anforderungen
- **Lagerung:**
- **Anforderungen an die Lagerräume und Behälter:**
keine besonderen Anforderungen
- **Zusammenlagerungshinweis:**
nicht erforderlich
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
keine
- **VbF-Klasse:**
entfällt

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155 /EWG

01/98

Handelsname: KKD Lubricant

Seite 3/5

8 Explosionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
wirksame mechanische Absaugung am Arbeitsplatz vorsehen
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten
- **Augenschutz:**
beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert
- **Handschutz:**
nicht erforderlich
- **Atemschutz:**
nicht erforderlich
- **Körperschutz:**
Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Form:** zähflüssig
- **Farbe:** farblos
- **Geruch:** angenehm
- **Siedepunkt:** 290 °C
- **Schmelzbereich:** ab 18 °C
- **Flammpunkt:** 160 °C
- **Dichte bei 20 °C:** 1,26 g/ml
- **Löslichkeit in Wasser:** vollständig mischbar

10 Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
keine bekannt
- **Gefährliche Reaktionen:**
keine bekannt

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155 /EWG

01/98

Handelsname: KKD Lubricant

Seite 4/5

11 Angaben zur Toxikologie

- **Akute Toxizität:**
- Einstufungsrelevante LC/LD 50-Werte:
oral 250 mg/kg bei der Spezies mus
- **primäre Reizwirkung:**
- an der Haut: keine Reizwirkung
- am Auge: keine Reizwirkung
- Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemäßem Umgang und sachgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitlichen Wirkungen. der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.

12 Angaben zur Ökologie**Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 0 (Listeneinstufung) : im allgemeinen nicht wassergefährdend

13 Hinweise zur Entsorgung

- **Produkt:**
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- **Ungereinigte Verpackungen:**
- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

14 Transportvorschriften

- **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE:**
- **Binnenschifftransport ADN/ADNR:**
- **Seeschifftransport IMDG/GGVSee:**
- **Lufttransport ICAO-IATA/DGR:**
keine Gefahrgut hinsichtlich der genannten Verordnungen

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155 /EWG

01/98

Handelsname: KKD Lubricant

Seite 5/5

15Vorschriften**– Kennzeichnung nach der GefStoffV und EG-Richtlinien:**

Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Listen oder sonstigen uns bekannten Literaturquellen. die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Produkt ist nach der GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

16Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
