

# SICHERHEITSDATENBLATT

## 1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**Produktname** : **Cavex Temporary Cement Base**

**Lieferant** : Cavex Holland  
 Harmenjansweg 19-21  
 P.O.Box 852  
 2003 RW Haarlem (Holland)  
 Phone +31 23 530 77 00 Fax +31 23 535 64 82  
 Email: Dental@cavex.nl Website: www.cavex.nl

**Notruftelefon** : Nicht zutreffend.

## 2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

**Stoff/Zubereitung** : Präparat

### Informationen über gefährliche Bestandteile

Chemische Bezeichnung	CAS-Nummer	%	EG-Nummer	Symbol	R-Sätze

Die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben

## 3. MÖGLICHE GEFAHREN

**Physikalische/chemische Gefahren** : Nicht zutreffend.  
**Gesundheitsrisiken** : Nicht zutreffend.  
**Gefahren für die Umwelt** : Nicht zutreffend.

## 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Verschlucken** : Beim Verschlucken größerer Mengen den Mund ausspülen und einen Arzt verständigen.

**Hautkontakt** : Kontaminierte Haut mit Seife und Wasser waschen.

**Augenkontakt** : Augen mit reichlich Wasser 15 Minuten lang spülen, dabei das obere und untere Augenlid immer wieder anheben. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### Löschmittel

**Geeignet / Ungeeignet** : Die Löschmittel den Umgebungsstoffen anpassen.

**Spezielle Feuerbekämpfungsmaßnahmen** : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Ungewöhnliche Feuer-, Explosionsgefahren** : Keine.

**Gefährliche thermische Zersetzungs-, Verbrennungsprodukte** : Es werden keine gefährlichen Substanzen freigesetzt.

**Schutz der Feuerwehrleute** : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Schutzbrille. Laborkittel.

**Umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Reinigungsmethoden** : Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Die verschüttete Substanz mit geeigneten Hilfsmitteln in einen Entsorgungsbehälter geben.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

**Handhabung** : Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

**Lagerung** : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

**Technische Regelmöglichkeiten** : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **Persönliche Schutzausrüstung**

**Haut und Körper** : Laborkittel.  
**Hände** : Keine besondere Schutzkleidung erforderlich.  
**Augen** : Schutzbrille.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

**Physikalischer Zustand und Aussehen** : Feststoff (Paste)  
**Farbe** : Weiß.  
**Geruch** : Charakteristisch.  
**Siedepunkt** : Entfällt.  
**Schmelzpunkt** : Zersetzt sich.  
**Dichte** : 2.4  
**Löslichkeit** : Unlöslich in: kaltes Wasser.  
**Nernstscher Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient** : Entfällt.  
**pH** : Basisch.  
**Flammpunkte** : Entfällt.  
**Entzündlichkeit** : Bedingt entflammbar bis entflammbar beim Vorhandensein von offenem Feuer/Funken.  
**Selbstentzündungstemperatur** : >300°C (572°F)  
**Explosionseigenschaften** : Keine.

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**Stabilität** : Das Produkt ist stabil.  
**Zu vermeidende Bedingungen / Zu vermeidende Stoffe** : Keine.  
**Gefährliche Reaktionen** : Keine.  
**Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Es werden keine gefährlichen Substanzen freigesetzt.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

**Örtliche Wirkungen**  
**Hautreizung** : Gilt nicht als reizend oder ätzend für die Haut.  
**Augenreizung** : Sehr wenig gefährlich im Falle von Augenkontakt (reizend).  
**Sensibilisierung** : Gilt nicht als hautsensibilisierend.  
**Chronische Toxizität** : Es sind keine Wirkungen dieses Produkts bei chronischer übermäßiger Einwirkung bekannt.

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

**Deutschland Wasserklasse** : VCI WGK: Es wurden keine Produkte gefunden.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**Hinweise zur Entsorgung ; Produktreste ; Verunreinigte Verpackung** : Ungefährliche Abfälle Abfälle sind unter Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu entsorgen. Enthält ZnO.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

### Internationale Transportvorschriften

#### Landweg - Straßen-/Schienenverkehr

**ADR/RID-Klasse** : No dangerous cargo.

#### Meer

**IMDG-Klasse** : No dangerous cargo.

#### Luft

**IATA-DGR-Klasse** : No dangerous cargo.

**Fortsetzung auf nächster Seite**

**15. VORSCHRIFTEN****EU-Verordnungen**

- R-Sätze** : Dieses Mittel ist nicht gemäß EU-Richtlinien klassifiziert.  
**S-Sätze** : Nicht zutreffend.  
**Enthält** : Nicht zutreffend.

**16. SONSTIGE ANGABEN****GESCHICHTE**

- Druckdatum** : 13-09-2000.  
**Ausgabedatum** : 04-08-2000.  
**Fassung** : 1

**Hinweis an den Leser**

*Nach unserem Kenntnisstand sind die hierin enthaltenen Informationen zutreffend. Der o. g. Lieferant und seine Filialen haften jedoch in keiner Weise für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Für die endgültige*

---