

85942

EG-Sicherheitsdatenblatt**BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.**Wilhelm-Herbst-Straße 1
D-28359 BremenTelefon: 0421/20 28-0
Telefax: 0421/20 28-100**Notfalltelefon Nr.: 0421/20 28-0****1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung****Angaben zum Produkt**Handelsname: **Adapta Kitt****Angaben zum Hersteller/Lieferanten**Hersteller/Lieferant: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.
Straße/Postfach: Wilhelm-Herbst-Straße 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-28359 Bremen
Telefon: 0421/20 28-0
Telefax: 0421/20 28-100
Auskunftgebender Bereich: Materialentwicklung
Notfall-Telefon: 0421/20 28-0**2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung (Zubereitung)**Beschreibung: Polydimethylsiloxan mit Füllstoff und Hilfsstoffen
Gefährliche Inhaltsstoffe: keine**3. Mögliche Gefahren**

entfällt

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**Nach Einatmen** keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nach Hautkontakt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen
Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen; bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen
Nach Verschlucken Erbrechen herbeiführen

Adapta Folie

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel Löschpulver, Sand, Schaum, Kohlendioxid
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase, weitere Angaben
Keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen
Örtliche behördliche Vorschriften beachten

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen

7. Handhabung und Lagerung

keine besonderen Anforderungen

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
keine weiteren Angaben

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten
keine

Persönliche Schutzausrüstung
Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form: Paste
Farbe: gelb
Geruch: geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert:	ca. 7	Schmelzpunkt:	
Flammpunkt:	> 142°C	Dichte (23°C):	1,14 g/cm ³
Zündtemperatur:	425°C	Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Dampfdruck:			

Adapta Folie

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bekannt

Gefährliche Reaktionen:

keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung: keine bekannt;

für den in der Substanz vorliegenden Silikonanteil gilt: Messungen bei Temperaturen ab ca. 150°C haben ergeben, daß durch oxidativen Abbau eine geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird

11. Angaben zur Toxikologie

entfällt

12. Angaben zur Ökologie

entfällt

13. Hinweise zur Entsorgung

kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften zusammen mit Hausmüll abgelagert werden

Abfallschlüsselnummer: 57202

14. Angaben zum Transport

Adapta Kitt unterliegt nicht den Transportvorschriften für gefährliche Güter.

15. Vorschriften

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

16. Sonstige Angaben

Aussteller des Datenblattes

Abteilung Materialentwicklung

Ansprechpartner

Dr. Thomas Wiest

Überarbeitet am: 27/05/1998

Ersetzt: n.v.

Adapta Folie

Die Angaben beschreiben unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse gemäß des heutigen Standes unserer Kenntnisse.
Eigenschaftszusicherungen sind daraus nicht abzuleiten.